

# InBody s10 結果項目の説明

体を構成する基本成分である体水分・タンパク質・ミネラル・体脂肪を定量的に分析し、栄養状態に問題がないか、体がむくんではないか、身体はバランスよく発達しているかなど、人体成分の過不足を評価する検査です。



InBody

I.D.

Jane Doe

年齢

51

身長

156.9cm

性別

女性

日付

2021. 05. 04

時間

09:46:00

InBody

Website:www.inbody.co.jp

1

体成分分析

Body Composition Analysis

項目

単位

測定値

標準範囲

細胞内水分量

L

16.6

16.3 ~ 19.9

細胞外水分量

L

10.9

10.0 ~ 12.2

タンパク質+ミネラル量

kg

9.8

9.4 ~ 11.6

体脂肪量

kg

21.8

10.3 ~ 16.5

測定値

体水分量

除脂肪量

体重

16.6

27.5

37.3

59.1

2

筋肉・脂肪

Soft Lean-Fat Analysis

項目

単位

測定値

標準範囲

体重

kg

59.1

43.9 ~ 59.5

筋肉量

kg

35.1

33.8 ~ 41.4

体脂肪量

kg

21.8

10.3 ~ 16.5

低

標準

高

557085100115130145160175190%

35.1

59.1

708090100110120130140150160%

35.1

21.8

406080100120140160180200%

21.8

21.8

★体重調節

体重調節: -7.4kg

脂肪調節: -9.9kg

筋肉調節: +2.5kg

3

肥満指標

Obesity Index Analysis

項目

単位

測定値

標準範囲

BMI

kg/m<sup>2</sup>

24.0

18.5 ~ 25.0

体脂肪率

%

36.9

18.0 ~ 28.0

低

標準

高

10.015.018.521.025.030.035.040.045.050.0

24.0

24.0

6.013.018.023.028.033.036.943.048.053.0

36.9

36.9

4

部位別筋肉量

Segmental Lean Analysis

★: アークセン部位

★: 麻痺部位

測定部位

単位

測定値

標準範囲

右腕

kg

2.02

1.51 ~ 2.27

\*左腕

kg

1.94

1.51 ~ 2.27

体幹

kg

17.7

15.5 ~ 18.9

\*右脚

kg

5.20

5.38 ~ 6.58

左脚

kg

5.02

5.38 ~ 6.58

低

標準

高

406080100120140160180200%

2.02

1.94

406080100120140160180200%

1.94

17.7

708090100110120130140150%

5.20

5.02

708090100110120130140150%

5.02

5.02

ECW/TBW

真

0.46

0.43

0.38

0.36

0.33

0.30

5

部位別水分量

Segmental Water Analysis

★: アークセン部位

★: 麻痺部位

測定部位

単位

測定値

標準範囲

右腕

L

1.58

1.18 ~ 1.78

\*左腕

L

1.52

1.18 ~ 1.78

体幹

L

13.4

12.1 ~ 14.8

\*右脚

L

4.21

4.21 ~ 5.15

左脚

L

4.08

4.21 ~ 5.15

低

標準

高

406080100120140160180200%

1.58

1.52

406080100120140160180200%

1.52

13.4

708090100110120130140150%

4.21

4.08

708090100110120130140150%

4.08

4.08

ECW/TBW

真

0.46

0.43

0.38

0.36

0.33

0.30

7

体成分履歴

Body Composition History

No.

日付

時間

体重

筋肉量

体脂肪率

体水分

ECW/TBW

1

21/05/04

09:46

59.1

35.1

36.9

27.5

0.397

2

21/03/15

08:35

60.2

35.3

37.8

27.8

0.398

3

21/02/10

15:50

61.0

35.2

38.6

27.6

0.396

4

21/01/12

08:33

61.8

35.3

39.4

27.9

0.397

5

20/12/15

11:01

62.0

35.2

39.0

27.9

0.396

6

20/11/02

09:35

62.9

35.2

39.2

28.0

0.396

7

20/10/30

09:40

63.5

35.5

40.7

28.0

0.398

8

20/10/10

09:15

63.1

35.6

41.3

28.3

0.399

9

20/09/08

10:09

64.0

35.6

41.3

28.5

0.399

10

20/08/11

11:45

65.3

35.8

42.0

28.6

0.400

11

20/07/02

11:01

66.0

35.7

42.5

28.5

0.401

12

20/06/15

10:39

66.1

35.9

43.0

28.4

0.401

8

研究項目

Additional Data

骨格筋量

19.6 kg ( 19.5 )

タンパク質量

7.2 kg ( 7.0 ~ 8.6 )

骨ミネラル量

2.18 kg ( 2.01 ~ 2.45 )

体細胞量

23.8 kg ( 23.4 ~ 28.6 )

基礎代謝量

1176 kcal

TBW/FFM

73.7 %

SMI

5.8 kg/m<sup>2</sup>

9

インピーダンス

Impedance

[ Touch Type, Lying Posture, After Dialysis ]

RA

LA

TR

RL

LL

Z<sub>50</sub>

1 kHz

379.6

392.7

26.8

306.8

316.1

5 kHz

373.1

385.4

25.7

303.0

314.1

50 kHz

337.2

352.5

23.0

282.3

289.8

250 kHz

307.9

322.9

20.4

263.3

272.7

500 kHz

297.4

311.5

19.1

258.1

267.8

1 MHz

286.4

297.4

17.0

254.5

264.0

X<sub>50</sub>

5 kHz

12.0

11.6

2.1

9.0

8.8

50 kHz

26.2

25.0

2.3

19.8

19.1

250 kHz

23.3

21.6

2.4

13.1

13.9

Whole Body Phase Angle(°)

4.3

4.5

4.1

5.7

4.0

3.8

Copyright© 1998~by InBody Japan Inc. All rights reserved. BIC-JPN-S10R-201001

## 1 体成分分析

体の4大構成成分(体水分・タンパク質・ミネラル・体脂肪)の現状を表示します。

## 2 筋肉・脂肪

筋肉量と体脂肪量が体重に対して適切であるかをグラフで提供します。

## 3 肥満指標

BMIと体脂肪率の両方から体型や肥満度の把握ができます。

## 4 部位別筋肉量

四肢・体幹の筋肉量を表示し、各筋肉の発達具合をグラフで提供します。

## 5 部位別水分量

部位別の水分量を表示し、各部位の筋肉を構成する体水分量の分布が分かります。

## 6 体水分均衡

全身・部位別の体水分均衡が崩れているかどうか把握することができます。

## 7 体成分履歴

測定ID毎に直近データを12件まで表示して、体の変化が一目で分かります。

## 8 研究項目

栄養評価や生活習慣の指導に役立つ項目を提供します。骨格筋量・タンパク質量・骨ミネラル量・体細胞量・基礎代謝量などがあります。

## 9 インピーダンス

実測値を提供し、更なる臨床評価・研究に活用できます。

QRコードを読み取ると、製品紹介や結果用紙の見方をYouTubeで見ることができます。

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

