


# ボタン1回で簡単に子供の身長を測定する。


## PORTABLE ULTRASOUND STADIOMETER

身長  
(cm)  
93.1



# InLab

Anytime, Anywhere Easily





## 持ちやすいデザイン

InLabは持ちやすく測定が簡単



## カラーバリエーション

グレー、ピンク、ブルー、グリーン の全4色



▲ グレー ▲ ピンク ▲ ブルー ▲ グリーン




## 大気温センサー

電源を点けるとすぐに温度と湿度を表示



## スピード測定

超音波センサーにより約1秒で身長を測定




## InLabアプリの管理機能

\* 測定結果は手入力です。



子供の成長を一目で確認



子供の成長度合いを確認



身長測定時の写真を保存

## InLabアプリのダウンロード



### InLab: Growth Diary(無料)

Google Playストア、またはApp Storeでアプリケーションをダウンロードできます。

#### <対応 OS>

○iPhone: iOS7.0以上  
・ iPhone 4S/iPhone 5、5c、5s/iPhone 6、6Plus

○Android: 4.3以上

\* タブレット端末ではアプリケーションをダウンロードできません。



## 仕様

測定項目	身長、温度、湿度
身長範囲	50 ~ 200 cm
誤差範囲	±1.0cm
その他測定範囲	温度: 16 ~ 40°C (±1°C)、湿度: 30 ~ 80% (±7%)
測定時間	1秒 (最大7秒)
センサー	超音波、温度、湿度
使用電流	100mA 以下
消費電力	DC 3V(1.5V 単4電池 × 4個)
表示画面	LCD
色	ブルー、グリーン、ピンク、グレー
装置寸法	43(W)×44(L)×300(H)mm
装置重量	238g
動作環境	16 ~ 40°C、30 ~ 80RH
保管環境	-10 ~ 70°C

**InBody** 株式会社インボディ・ジャパン

InLabサポートセンター

**0120-900-369** 9:00~18:00 受付(平日のみ)

Websiteでの申し込みはこちら Website: [www.inbody.co.jp](http://www.inbody.co.jp)

こちらで販売中

**amazon**

アマゾンでもお買い求めいただくことができます。  
[www.amazon.co.jp](http://www.amazon.co.jp)

\* 上記の内容は製品の外观や性能改善のため、予告なしに変更することがあります。\* 製品の仕様及び取扱説明書の内容はお客様に事前の通知なしに一部変更される場合があります。\* 本カタログの商品写真などは、印刷のため実際の色と多少異なる場合があります。\* 画像はすべてイメージです。  
Copyright©1996~ by InBody Japan Inc. All rights reserved. IC-JPN-InLab-160801