


ボタン1回で簡単に子供の身長を測定する。

PORTABLE ULTRASOUND STADIOMETER

身長
(cm)
93.1



InLab

Anytime, Anywhere Easily





持ちやすいデザイン

InLabは持ちやすく測定が簡単



カラーバリエーション

グレー、ピンク、ブルー、グリーンの全4色




▲ グレー ▲ ピンク ▲ ブルー ▲ グリーン




大気温センサー

電源を点けるとすぐに温度と湿度を表示




スピード測定

超音波センサーにより約1秒で身長を測定




InLabアプリの管理機能

* 測定結果は手入力です。



子供の成長を一目で確認



子供の成長度合いを確認



身長測定時の写真を保存

InLabアプリのダウンロード



InLab: Growth Diary(無料)

Google Playストア、またはApp Storeでアプリケーションをダウンロードできます。

< 対応 OS >

○iPhone: iOS7.0以上

・ iPhone 4S/5、5c、5s/6、6Plus/7、7Plus/8、8Plus/X、XR、XS、XS Max

○Android: 4.3以上

* タブレット端末ではアプリケーションをダウンロードできません。



仕様

測定項目

身長範囲

誤差範囲

その他測定範囲

測定時間

センサー

使用電流

消費電力

表示画面

色

装置寸法

装置重量

動作環境

保管環境

身長、温度、湿度

50 ~ 200cm

±1.0cm

温度: 16 ~ 40°C (±1°C)、湿度: 30 ~ 80% (±7%)

1秒 (最大7秒)

超音波、温度、湿度

100mA 以下

DC 3V(1.5V 単4電池 × 4個)

LCD

ブルー、グリーン、ピンク、グレー

43(W)×44(L)×300(H)mm

238g

16 ~ 40°C、30 ~ 80RH

-10 ~ 70°C

InBody 株式会社インボディ・ジャパン

InLabカスタマーセンター

0120-900-369

9:00~18:00
受付(平日のみ)

Websiteでの申し込みはこちら Website: www.inbody.co.jp

* 上記の内容は製品の外観や性能改善のため、予告なしに変更することがあります。* 製品の仕様及び取扱説明書の内容はお客様に事前の通知なしに一部変更される場合があります。* 本カタログの商品写真などは、印刷のため実際の色と多少異なる場合があります。* 画像はすべてイメージです。
Copyright©1996~ by InBody Japan Inc. All rights reserved. IC-JPN-InLab-190601

こちらで販売中

amazon

楽天市場に出店中!

Rakuten

InLabはAmazonまたは、楽天市場でお買い求めいただけます。