


InBody570 結果項目の説明

体を構成する基本成分である体水分・タンパク質・ミネラル・体脂肪を定量的に分析し、栄養状態に問題がないか、体がむくんではいないか、身体はバランスよく発達しているかなど、人体成分の過不足を評価する検査です。



- 1 体成分分析** 体の4大構成成分(体水分・タンパク質・ミネラル・体脂肪)の現状を表示します。
- 2 筋肉・脂肪** 筋肉量と体脂肪量が体重に対して適切であるかをグラフで提供します。
- 3 部位別筋肉量** 四肢・体幹の筋肉量を表示し、各筋肉の発達具合をグラフで提供します。
- 4 体水分均衡** 全身の体水分均衡が崩れているかどうか把握することができます。
- 5 体成分履歴** 測定ID毎に直近データを8件まで表示して、体の変化が一目で分かります。
- 6 総合評価** 体成分状態に対する総合的な評価を行い、体成分を考慮した体重管理ができます。
- 7 部位別体脂肪量** 部位別の体脂肪量を表示し、標準体重に対する脂肪量の多さをグラフで提供します。
栄養評価や生活習慣の指導に役立つ項目を提供します。細胞内/外水分量・骨格筋量・基礎代謝量・内臓脂肪レベル・骨ミネラル量・体細胞量・骨格筋指数などがあります。
- 8 研究項目**

QRコードを読み取ると、製品紹介や結果用紙の見方をYouTubeで見ることができます。

*QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

