

# InBody

---

Marketing Catalog

# INDEX

## 消耗品

専用結果用紙 .....	03
電解ティッシュ .....	03
ロールペーパー .....	04
LookinBody Web案内紙 .....	04
測定案内冊子 .....	05

## オプション

専用移動用カート .....	07
サーマルプリンター .....	07
専用携帯用バッグ .....	08
専用支持台 .....	08
バーコードリーダー .....	09
ハードケース .....	09

## 集客促進ツール

ポスター .....	11
スタンドバナー .....	12
フロアマット .....	13
フライヤー .....	14
リーフレット .....	14



---

## 消 耗 品

---

専用結果用紙 | 電解ティッシュ | ロールペーパー | LookinBody Web案内紙 | 測定案内冊子

*Marketing Catalog*

---

## 専用結果用紙

- ・基本枠がカラー印刷されており、測定値とグラフのみが白黒で印刷されます。
- ・結果用紙の裏面は、測定項目に対する詳細な説明が印刷されています。



表面




裏面

品 番 : RST-○○○-D\*  
 販売単位 : 1000枚 / 1箱  
 製品規格 : A4(W210×L297mm)  
 定 価 : 20,000円(税抜)  
 送 料 : 無料

\* ○○○は該当するInBodyの機種が入ります。  
 \* 販売が終了した機種の結果用紙も取り扱っています。

## 電解ティッシュ


- ・乾燥状態の皮膚に水分と電解質を供給することで、通電性を改善できます。
- ・抗菌剤が含まれているので、電極接触部位の消毒に便利です。



品 番 : TISIBY-E  
 販売単位 : 300枚 / 1箱  
 製品規格 : W100×L80mm  
 液体成分 : 塩化ナトリウム 0.9%、抗菌剤  
 定 価 : 6,000円(税抜)  
 送 料 : 無料

## ロールペーパー

- ・感熱紙なので専用結果用紙に比べてランニングコストを抑えることができます。
- ・InBody専用のサーマルプリンターに対応しています。



品番：RSTTPT-R  
 販売単位：4巻 / 1箱  
 製品規格：W58×Φ40mm  
 対応機種：S10(60回)、470(66回)、370(69回)、  
 270(66回)、BSM370(BMI329回、身長のみ  
 494回)/1巻\*  
 定価：3,000円(税抜)  
 送料：1,000円(税抜)


\*括弧内は印刷回数であり、使用状況によって異なります。

## LookinBody Web案内紙

- ・InBodyをクラウドに接続して使用する場合、専用アプリの操作・登録手順を簡単に案内する紙です。
- ・机の上で使用できる卓上タイプのカタログスタンド(200部収納)が付いています。



表面





裏面

品番：INTWEB-E  
 販売単位：500枚 / 1箱  
 製品規格：A5(W148×L210mm)  
 定価：4,000円(税抜)  
 送料：1,000円(税抜)

## 測定案内冊子：配布用

- ・ InBody測定の必要性と測定項目の意味、測定方法などを測定者向けに分かりやすく説明した冊子です。
- ・ 机の上で使用できる卓上タイプのカタログスタンド(25部収納)が付いています。



品 番：TXT○○○-E\*

販売単位：100部 / 1箱

製品規格：A5(20ページ)

定 価：6,000円(税抜)

送 料：1,000円(税抜)

- \* ○○○は該当するInBodyの機種が入ります。
- \* 無料サンプルをご希望の方は、03-5875-5780までお問い合わせください。

## 測定案内冊子：分野別

- ・ 該当分野におけるInBody測定の必要性と測定項目の意味などを漫画で分かりやすく説明した冊子です。
- ・ 机の上で使用できる卓上タイプのカタログスタンド(25部収納)が付いています。



クリニック (品番：TXTCLI-E)



フィットネス (品番：TXTFIT-E)



高齢者施設 (品番：TXTNUR-E)



企業・健康相談室 (品番：TXTCOP-E)

品 番：TXTCLI-E

TXTFIT-E

TXTNUR-E

TXTCOP-E

販売単位：100部 / 1箱

製品規格：A5(16ページ)

定 価：6,000円(税抜)

送 料：1,000円(税抜)

- \* 無料サンプルをご希望の方は、03-5875-5780までお問い合わせください。

# InBody

---

## オプション

---



専用移動用カート | サーマルプリンター | 専用携帯用バッグ | 専用支持台 | バーコードリーダー | ハードケース

*Marketing Catalog*

---

## 専用移動用カート

- ・ InBodyを専用のカートに取り付けることで、バッグに収納する手間を省くことができます。
- ・ キャスターが付いているので、より自由に施設内を移動することができます。



品 番 : CRTS10-A

製品規格 : W550×L550×H1200mm\*1

対応機種 : InBody S10

定 価 : 85,000円(税抜)


送 料 : 別途お問い合わせ\*2

\*1 本体を取り付けてない、カートだけの寸法です。

\*2 離島・都部及び中継地域によって送料が異なります。

## サーマルプリンター

- ・ InBodyに接続するだけでスペースの狭い場所でも測定結果の印刷ができます。
- ・ 熱転写式プリンターなので、トナーやインクが必要ありません。



品 番 : TPT○○○-A\*

製品規格 : W87×L127×H107mm

対応機種 : InBody470/270

定 価 : 36,000円(税抜)

送 料 : 1,000円(税抜)

\* ○○○は該当するInBodyの機種が入ります。



## 専用携帯用バッグ

- ・折り畳んだInBodyを収納して、安全且つ簡単に持ち運ぶことができます。
- ・電源コードやサーマルプリンターも一緒に収納できるため、移動や保管に便利です。



---

品番 : BAG○○○-A\*  
製品規格 : W820×L360×H270mm  
対応機種 : InBody470/270  
定価 : 25,000円(税抜)  
送料 : 1,500円(税抜)

---

\* ○○○は該当するInBodyの機種が入ります。

## 専用支持台

- ・お年寄りや体の不自由な方も安心してInBodyに乗ることができます。
- ・InBodyの背面に設置して、体重計に乗り降りする際に使用します。※測定中は使用しません。



---

品番 : SPTIBD-A  
製品規格 : W794×L600×H900mm  
対応機種 : 全機種対応(立位タイプ)  
定価 : 38,000円(税抜)  
送料 : 別途お問い合わせ\*

---

\* 離島・郡部及び中継地域によって送料が異なります。

## バーコードリーダー

- ・ InBody本体のUSBポートに直接接続して使用します。
- ・ バーコードの読取でIDが自動入力されるので、入力間違いの防止に便利です。



品 番 : BARINB-A  
製品規格 : W62.2×L165.3×H31.4mm  
対応機種 : 全機種対応  
定 価 : 50,000円(税抜)\*1  
送 料 : 1,000円(税抜)

\*1 表示価格は専用のハンズフリースタンドと、出荷時設定費用が含まれています。

## ハードケース

- ・ キャスターが付いているので、持ち運びや移動に便利です。
- ・ InBody専用の緩衝材が入っているので、宅配便による運送ができます。



品 番 : HDC○○○-A \*1  
製品規格 : 機種により異なります  
対応機種 : InBody770/570/470/270  
定 価 : 別途お問い合わせ \*2  
送 料 : 別途お問い合わせ \*3

\*1 ○○○は該当するInBodyの機種が入ります。  
\*2 InBodyの機種によって金額が異なるので、別途お問い合わせください。  
\*3 離島・郡部及び中継地域は料金が異なります。

# InBody

---

## 集客促進ツール

---

ポスター | スタンドバナー | フロアマット | フライヤー | リーフレット

*Marketing Catalog*

---

## ポスター

- ・人目に付きやすい場所にポスターを貼ることで、InBody測定を促す効果が期待できます。
- ・必要な部数を1枚単位で発注することができます。
- ※InBodyの結果用紙やイメージは機種毎に異なります。
- ※納期は在庫によって異なるので、お問い合わせください。

品番：PST-○○○-○\*

販売単位：1枚

製品規格：B2(W515×L728mm)

定価：2,000円(税抜)

送料：1,000円(税抜)

\* ○○○は該当するInBodyの機種とポスターの種類が入ります。




PST-1



PST-2



PST-3



PST-4

## スタンドバナー

- ・クロス生地などの布製で作られているため、軽量で柔らかく、簡単に設置することができます。
  - ・ロールアップ式のスタンドバナーなので、収納や保管、持ち運びに便利です。
  - ・収納バッグ(規格: W230×L110×H920mm)が付属します。
- \* InBodyのイメージと結果用紙は機種毎に異なります。  
 \* 納期は在庫によって異なるので、お問い合わせください。

品 番 : STB-○○○-○\*

販売単位 : 1 セット

製品規格 : W850×L200×H2000mm

定 価 : 30,000 円(税抜)

送 料 : 1,500 円(税抜)

\* ○○○は該当する InBody の機種とポスターの種類が入ります。




STB-1



STB-2



STB-3



STB-4


## フロアマット

- ・靴や靴下を脱ぐ際に足が床につかないので清潔です。
- ・マット表面はラバーシートで加工されているので、防水・防塵機能があります。



品番：FMT-○\*  
販売単位：1枚/1セット  
製品規格：W600×L400mm  
材質：ポリ塩化ビニル  
定価：6,000円(税抜)  
送料：1,000円(税抜)

\* ○は該当するカラーが入ります。



FMT-G



FMT-B



FMT-R

## フライヤー


- ・測定の必要性や1回の測定で分かる情報を簡単に伝えられます。
- ・裏面下段にご希望の情報やメッセージを入れられます。(例. ロゴ、連絡先、体験案内情報等)



FLY-1



FLY-2




裏面

品 番 : FLY-○○○-○\*  
 販売単位 : 500枚 / 1セット  
 製品規格 : W108×L276mm  
 定 価 : 10,000円(税抜)  
 送 料 : 1,000円(税抜)

- \* ○○○は該当するInBodyの機種と番号が入ります。
- \* InBodyの結果用紙やイメージは機種毎に異なります。
- \* 納期は別途お問い合わせください。
- \* 無料サンプルをご希望の方は、03-5875-5780までお問い合わせください。

## リーフレット

- ・InBody測定を中心に施設の宣伝ができる3つ折り広告紙です。(展開時規格 : W297×L210mm)
- ・表面中央と中面左上にご希望の情報やメッセージを入れられます。(例. ロゴ、連絡先、体験案内情報等)



品 番 : LFT-○○○-1\*  
 販売単位 : 500枚 / 1セット  
 製品規格 : W100×L210mm  
 定 価 : 20,000円(税抜)  
 送 料 : 1,000円(税抜)

- \* ○○○は該当するInBodyの機種と番号が入ります。
- \* InBodyの結果用紙やイメージは機種毎に異なります。
- \* 納期は別途お問い合わせください。
- \* 無料サンプルをご希望の方は、03-5875-5780までお問い合わせください。

# InBody

外国製造業者(InBody Co., Ltd. Factory)が取得している認証



NAWI



ヨーロッパCE



ISO9001



ISO13485



ISO13485

**InBody** 株式会社インボディ・ジャパン [www.inbody.co.jp](http://www.inbody.co.jp)

東京本社	〒136-0071 東京都江東区亀戸 1-28-6 タニビル
	Tel 03-5875-5780 Fax 03-5875-5781
大阪営業所	Tel 06-6155-6937 Fax 06-6155-6938
仙台営業所	Tel 022-302-6301 Fax 022-302-6302
名古屋営業所	Tel 052-684-9616 Fax 052-684-9617
広島営業所	Tel 082-236-7630 Fax 082-236-7631
松山営業所	Tel 089-948-9073 Fax 089-948-9074
福岡営業所	Tel 092-292-1766 Fax 092-292-1776

InBody、LookinBodyは株式会社インボディ・ジャパンの登録商標です。



QRコードを読み取ると、製品紹介や  
結果用紙の見方をYouTubeで見ることができます