

InBody Touch

To expand the usability of InBody



InBodyユーザー様向け特別ソリューション

体成分の測定結果をビジネスにつなげるツール InBody Touch



測定結果の解説をスムーズに

デジタルな運用支援

結果用紙だけでなく、デジタル画面で測定者の健康状態をより簡単かつわかりやすく分析できます。




ビッグデータとの比較

クラウド上の日本人 InBody データを活用し、測定者と同じ年齢層の体成分状態と比較できます。



分かりやすい結果解説

専門用語について心配することなく、正確・簡単・分かりやすい図で測定結果を解説します。



ご使用・ご導入に関する確認事項



クラウド型データ管理サービス LookinBody Webの導入が必須

InBody Touch上で提供する内容は、LookinBody Webの管理者画面から制御します。クラウドサービスの詳しい情報はこちらをご参照ください。→



管理者による使用、セルフ使用のどちらにも対応

InBody Touchから提供する情報は管理者によって制御でき、管理者立ち合い下で使用する環境は勿論、測定者がセルフで使用する時も対応します。

手持ちのタブレットをInBody Touchとして活用

InBody TouchはAndroid専用のアプリを使用します。ソフトウェアのみを購入し、タブレットにインストールして使用することも可能です。

Main Features

InBody測定

InBodyとBluetoothで接続し、InBody Touchから個人情報を入力や測定の指示ができます。



測定結果確認

直近20件までのInBody測定結果を、多様な評価指標と一緒に画面へ表示できます。



おトクな
機能

プロモーションディスプレイ

PRになる画像や映像を待機画面に表示し、製品やサービスのプロモーションに役立ちます。



を確認できます。

結果用紙説明

結果用紙説明

InBody測定で得られる重要な測定項目をまとめて確認でき、分かりやすい解説で測定結果の理解を助けます。



推奨リスト

InBodyの測定結果から、理想的な身体づくりをするための指標や推奨商品を表示できます。



追加
コンテンツ

握力チャレンジ

握力計InGripをBluetoothで接続し、測定した参加者間の握力をランキング形式で表示します。




※InBody測定と同時接続はできません。

InBody Touch

主 要 仕 様

製品名	InBody Touch 24i
表示画面	24インチ
サイズ	578(W)×348(H)×43(D)mm
重量	4.2kg
電源入力	AC100-240V～、50/60Hz、1.5A
電源出力	DC12V～、3A
CPU	Dual-Core、Cortex-A72 1.8GHz and Quad-Core Cortex-A53 1.5GHz
GPU	ARM Mali -T864 GPU
メモリ(RAM/FLASH)	LPDDR3 RAM 4GB / EMMC 5.0 32G (64G optional)
解像度	IPS 1080p
画面の輝度	300cd
イーサネット	GIGA Ethernet LAN RJ45
Wi-Fi	2.4GHz / 5GHz
マルチメディア	4K H265/H264 video decoders、1080P other video decoders (VC-1、MPEG-1/2/4、VP8)、1080P video encoder for H.264 and VP8、 Video post processor: de-interlace、de-noise、enhancement for edge/detail/color
動画コーデック	4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 video decoding、up to 60fps. 1080P multi-format video decoding (WMV、MPEG-1/2/4、VP9、H265、H264) 1080P video coding、supports H264/H265
動画フォーマット	MKV、WMV、MPG、MPEG、AVI、MOV、ISO、MP4RM、JPG
音声フォーマット	MP3、WMA、AAC、WAV、OGG、AC3、FLCA
接続	USB2.0/Ethernet
Bluetooth	BLE互換
タッチ対応	静電式タッチ
入力端子	USB3.0/USB2.0 type2 Port、Type-C (OTG) 10/100/GIGA Ethernet LAN High-Speed EMMC extension interface 電源入力 (DC12V 3A)
出力端子	内蔵スピーカー HDMI (映像/音声統合)
無線信号	Wi-Fi受信サポート(2.4GHz/5GHz)
画像フォーマット	JPG、JPEG、MJPEG、PNG、GIF
対応言語	日本語・英語・韓国語・ドイツ語・中国語など Androidに対応する言語
動作環境	0～50℃、30～75%RH (結露がないこと)、70～106kPa
保管環境	-20～60℃、10～80%RH (結露がないこと)、50～106kPa

*性能改良のため仕様・デザインは予告なしで変更することがありますのでご了承ください。
*本製品は産業や商業環境など家庭以外の設備で使用することを想定して適合評価を受けた製品です。家庭環境で使用すると、電波干渉の恐れがあります。





外国製造業者(InBody Co., Ltd. Factory)が取得している認証



ヨーロッパCE



ISO9001



ISO13485



ISO27001



MDSAP

InBody

株式会社インボディ・ジャパン

www.inbody.co.jp

東京本社	〒136-0071 東京都江東区亀戸 1-28-6 タニビル	
	Tel 03-5875-5780	Fax 03-5875-5781
札幌営業所	Tel 011-776-7571	Fax 011-776-7572
仙台営業所	Tel 022-302-6301	Fax 022-302-6302
横浜営業所	Tel 045-325-8996	Fax 045-325-8997
名古屋営業所	Tel 052-684-9616	Fax 052-684-9617
大阪営業所	Tel 06-6155-6937	Fax 06-6155-6938
広島営業所	Tel 082-236-7630	Fax 082-236-7631
松山営業所	Tel 089-948-9073	Fax 089-948-9074
福岡営業所	Tel 092-292-1766	Fax 092-292-1776



ご購入後のサポート体制に関する情報はこちら

InBody、LookinBodyは株式会社インボディ・ジャパンの登録商標です。